



# TACPack0208FS (パターン1)

TACPack0208FS Pattern1



BOX: AC15  
PCM: PATTHERMO F5 1000g


-10°C



PATTERMO F5 10°C融解

保持時間  
96:15


25°C



PATTERMO F5 2°C凝固

保持時間  
54:35

35°C




PATTERMO F5 2°C凝固

保持時間  
37:55

本資料に記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。



# TACPack0208FS

## (パターン2)




BOX: AC15

PCM: PATTHERMO F5 1000g


-  PATTHERMO F5 20°C融解
-  PATTHERMO F5 2°C凝固

-10°C




保持時間  
42:00

25°C



保持時間  
32:35

35°C



保持時間  
19:00

本資料に記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。